



SISTEMA DI LEGATURA HEM-O-LOK WECK

Sicurezza senza compromessi



SISTEMA DI LEGATURA HEM-O-LOK – PRECISIONE IN OGNI DETTAGLIO

Teleflex è produttore leader nel mercato delle clip metalliche ed in polimero non assorbibile. Il nostro sistema di legatura Hem-o-lok di WECK fa parte di una linea di strumenti perfettamente adattabili tra loro in grado di soddisfare le esigenze di chirurghi, infermieri e personale di sala operatoria.



LA CLIP ECCEZIONALE FUNZIONALITÀ

MISURA DELLA CLIP	LEGATURA DI VASI E TESSUTI
● medium	2 – 7 mm
● medium-large	3 – 10 mm
● large	5 – 13 mm
● extra-large	7 – 16 mm

- Punti di alloggiamento precisi, progettati per garantire la massima sicurezza.
- Scatto penetrante: 1 x 2 denti per garantire una chiusura efficace.
- Il design arcuato consente di includere maggiori porzioni tissutali.
- La risposta tattile e acustica conferma l'avvenuta chiusura della clip Hem-o-lok.
- La zigrinatura sulla superficie interna impedisce lo slittamento in qualsiasi direzione.
- Le proprietà antimicrobiche del polimero non assorbibile permettono di evitare infezioni.
- Il cardine attivo garantisce flessibilità durante l'apertura e la chiusura.



LA CARTUCCIA

PRATICITÀ DI CARICAMENTO GRAZIE ALLA STRISCIA ADESIVA

- Il nostro sistema di legatura Hem-o-lok unisce velocità e sicurezza in un unico dispositivo.
- Scelta tra una vasta gamma di misure di clip per la legatura dei vasi e/o tessuti da 2 a 16 mm.
- La cartuccia Hem-o-lok consente un caricamento preciso senza alcuno sforzo per una maggiore efficienza durante la procedura chirurgica.
- La chiusura della clip è confermata da una percezione tattile e acustica.
- Il codice colore della cartuccia corrisponde a quello dell'applicatore.
- Ciascuna cartuccia contiene 6 clip.
- Una speciale striscia adesiva sul fondo di ciascuna cartuccia permette di scegliere il luogo migliore in cui alloggiare le clip.
- A differenza delle clip assorbibili, se necessario, le clip di legatura Hem-o-lok possono essere rimosse grazie ai nostri estrattori appositamente sviluppati.
- Le clip sono inerti, atossiche e radiotrasparenti.
- Le cartucce aderiscono a qualsiasi superficie nel campo sterile.



GLI APPLICATORI

PRESTAZIONI E MANUTENZIONE

- Grazie a una speciale progettazione, la chiusura della clip è chiaramente percepibile dal chirurgo durante l'applicazione.
- Gli applicatori per chirurgia aperta sono disponibili sia curvi sia angolati.
- Gli applicatori endoscopici Hem-o-lok sono disponibili nelle misure ML, L e XL. Possono essere smontati per facilitarne la pulizia ed eliminare il rischio di contaminazione.
- Una manopola di rotazione a 360° facilita l'accesso e migliora la visibilità.
- Gli applicatori sono provvisti di codice colore corrispondente al colore delle rispettive cartucce.

CLIP DI LEGATURA



CHIRURGIA APERTA



Tutte le clip per legatura Hem-o-lok sono confezionate sterili. I sistemi di legatura con clip differiscono in base alle caratteristiche di chiusura della clip. È responsabilità dell'utente confermare la sicurezza delle clip sui vasi o altri tessuti. Non idonee per la legatura delle tube a scopo contraccettivo.

CLIP DI LEGATURA HEM-O-LOK

WECK

ART.	MISURA DELLA CLIP	LEGATURA DI VASI E TESSUTI	CLIP/ CARTUCCIA	CARTUCCE/ SCATOLA	CLIP/ SCATOLA
WK544220	● M	2 – 7 mm	6	14	84
WK544230	● ML	3 – 10 mm	6	14	84
WK544240	● L	5 – 13 mm	6	14	84
WK544250	● XL	7 – 16 mm	6	14	84

APPLICATORI

WECK

ART.	MISURA DELLA CLIP	LUNGH. UTILE	QTÀ
Curvi			
WK544113	● M	20 cm	1
WK544170	● ML	20 cm	1
WK544180	● L	20 cm	1

APPLICATORI LUNGHI

WECK

ART.	MISURA DELLA CLIP	LUNGH. UTILE	QTÀ
Curvi			
WK544115	● M	27 cm	1
WK544171	● ML	27 cm	1
WK544181	● L	27 cm	1
WK544191	● XL	27 cm	1

APPLICATORI, LUNGHI, CON ANGOLAZIONE DI 70°

WECK

ART.	MISURA DELLA CLIP	LUNGH. UTILE	QTÀ
WK544114	● M	27 cm	1
WK544172	● ML	27 cm	1
WK544179	● L	27 cm	1
WK544192	● XL	27 cm	1

ESTRATTORI

WECK

ART.	MISURA DELLA CLIP	LUNGH. UTILE	QTÀ
WK544123	● M ● ML ● L	27 cm	1
WK544124	● L ● XL	27 cm	1

● M medium ● ML medium-large ● L large ● XL extra-large

CHIRURGIA ENDOSCOPICA



APPLICATORI HEM-O-LOK TAKE-APART

WECK

ART.	MISURA DELLA CLIP	Ø APPLICATORE	Ø TROCAR	LUNGH. UTILE	QTÀ
diritti					
WK544965T	● ML	5 mm	5 mm	33 cm	1
curvati					
WK544995T	● L	10 mm	10 mm	33 cm	1
WK544990T	● XL	10 mm	10 o 12 mm	33 cm	1

APPLICATORI, HEM-O-LOK TAKE-APART, CON ANGOLAZIONE DI 20°

ART.	MISURA DELLA CLIP	Ø APPLICATORE	Ø TROCAR	LUNGH. UTILE	QTÀ
WK544965T20	● ML	5 mm	10 mm	33 cm	1
WK544995T20	● L	10 mm	12 mm	33 cm	1
WK544990T20	● XL	10 mm	15 mm	33 cm	1

APPLICATORI HEM-O-LOK NON-TAKE-APART, LUNGH

WECK

ART.	MISURA DELLA CLIP	Ø APPLICATORE	Ø TROCAR	LUNGH. UTILE	QTÀ
diritto					
WK544965L	● ML	5 mm	5 mm	45 cm	1
WK544995L	● L	10 mm	10 mm	45 cm	1
WK544990L	● XL	10 mm	10 o 12 mm	45 cm	1

HEM-O-LOK ENDO 5 (MONOUSO)

WECK

ART.	MISURA DELLA CLIP	Ø APPLICATORE	Ø TROCAR	LUNGH. UTILE	QTÀ
diritto					
WK543965	● ML (15 clips)	5 mm	5 mm	33 cm	3

ESTRATTORI

WECK

ART.	MISURA DELLA CLIP	Ø ESTRATTORE	Ø TROCAR	LUNGH. UTILE	QTÀ
diritti					
WK544121T	● ● ML/L	5 mm	5 mm	33 cm	1
WK544121L	● ● ML/L	5 mm	5 mm	45 cm	1
WK544130T	● ● L/XL	10 mm	10 o 12 mm	33 cm	1
WK544130L	● ● L/XL	10 mm	10 o 12 mm	45 cm	1
con angolazione di 20°					
WK544130T20	● ● L/XL	10 mm	10 o 12 mm	33 cm	1



APPLICATORE ENDOSCOPICO SMONTABILE TAKE-APART

Applicatori endoscopici possono essere smontati per facilitarne la pulizia. Una manopola di rotazione a 360° facilita l'accesso e migliora la visibilità.



Teleflex è un'azienda leader nella fornitura globale di presidi medici creati per prevenire le infezioni e migliorare la sicurezza di medico e paziente. Siamo specializzati nel fornire servizi e dispositivi per accesso vascolare, respiratory care, anestesia generale e loco-regionale, assistenza cardiaca, urologia e chirurgia. Teleflex produce inoltre dispositivi su misura per conto terzi.

La famiglia Teleflex comprende marchi quali ARROW®, BEERE MEDICAL®, DEKNATEL®, GIBECK®, HUDSON RCI®, KMEDIC®, PILLING®, PLEUR-EVAC®, RÜSCH®, SHERIDAN®, SMD®, TAUT®, TFX OEM®, VASONOVA™ e WECK®; sono tutti marchi o marchi registrati di Teleflex Incorporated o società sue affiliate. Teleflex Incorporated (NYSE:TFX) ha un ricavo annuale di circa 1,8 miliardi di dollari e rifornisce aziende sanitarie in oltre 130 paesi.

Le presenze Teleflex Medical nel mondo: Austria, Belgio, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Irlanda, Italia, Messico, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Singapore, Sud Africa, Spagna, Svizzera, Uruguay e USA.

CONTATTI PER EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA (EMEA):

SEDE TELEFLEX MEDICAL EMEA, IRLANDA

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business Park, Athlone, Co Westmeath.
Téléfono +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflexmedical.com

AUSTRIA +43 (0)1 402 47 72

BELGIO +32 (0)2 333 24 60

REPUBBLICA CECA +420 (0)495 759 111

FRANCIA +33 (0)5 62 18 79 40

GERMANIA +49 (0)7151 406 0

GRECIA +30 210 67 77 717

ITALIA +39 0362 58 911

PAESI BASSI +31 (0)88 00 215 00

PORTOGALLO +351 22 541 90 85

REPUBBLICA SLOVACCA +421 (0)3377 254 28

SUD AFRICA +27 (0)11 807 4887

SPAGNA +34 918 300 451

SVIZZERA +41 (0)31 818 40 90

REGNO UNITO +44 (0)1494 53 27 61

Per informazioni dettagliate consultare www.teleflex.com

I prodotti di questo catalogo sono disponibili solo per EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa). Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale. Tutti i dati sono aggiornati alla data di stampa corrente (04/2011). Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso.

94 05 70 - 00 00 04 · REV A · MC / GH · 04 11 02